



1. 温度:1000° C。
2. 功率:18KW。
3. 控温精度:± 1° C。
4. 控温区:二个(上下控温)
5. 炉内温场均匀度± 1° C(根据加热室大小而定)。
6. 测温元件及测温范围:热电偶分度号 K, 测温范围 0-1300° C。
7. 炉门开启方式:电动上开门, 手动侧移。
8. 发热元件:采用高温合金电阻丝(含钼, 炉丝表面温度可达 1400° C)。
9. 加热元件分布:均匀分布于炉膛四周。
10. 内胆材质:310s 材质。
11. 内胆尺寸直径 600mmX 高 300mm。
12. 触摸屏:7 寸真彩触摸屏温度程序设定, 历史曲线, 数据报表, 温度电压电流显示真空值显示等功能。
13. 升温速率:升温速率可自由调节, 调节范围:最快升温速率每分钟 10° C(10° C/min)、最慢升温速率每小时 1° C(1° C/h)

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



14. 保护:采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护。
15. 显示参数:温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等。
16. 按钮:采用进口按钮使用寿命超过 100000 次,并且带 LED 指示灯。
17. 多条曲线输入:30 段程序控制功能。
18. 通讯接口:电炉具备 RS485 通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存。
19. 炉体密封件:密封件采用硅橡胶圈(耐温 260° C-350° C)。
20. 真空度:-0.1mpa。
21. 进气口:2 个,由浮球流量计控制进气量大小。
22. 出气口:1 个,自动泄压阀一个。
23. 真空泵:机械泵。
24. 可通气氛:氢气、氮气、氩气、氧气等。
25. 耐火材料:炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成,取放物料易碰和载重位置(炉口、炉底)采用轻质空心球氧化铝板。
26. 保温材料:采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板。
27. 冷却结构:双层炉壳,风冷。
28. 炉体温度:45° C。

感谢你与我们取得联系!

Thank you to get in touch with us!

公司名称:洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址:洛阳市涧西科技工业园兴业一路 1 号

Company Address: No. 1, Xingye Road, Jianxi Science and Technology Industrial Park, Luoyang City

联系方式: 13271526781 0379-69936789 thermo@gwdl.com

网址(Website): www.gwdl.com www.gwdl.com.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province